

ENGLISH

SunTech Medical's Clinical Grade Orbit-K Blood Pressure Cuffs



Index Line.



Cuff index line must fall within range markings.



Artery symbol and arrow should be placed over brachial or femoral artery.



Symbol indicating product contains no PVC (polyvinyl chloride) material.



Symbol indicating product contains no latex material.



Product in compliance with Council Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive.



Symbol indicating arm circumference.



Symbol indicating to refer to "Instructions for Use"

RANGES

Size:	PN:	Range:
Sm Adult	98-0061-01	18-27 cm
Adult	98-0061-02	25-35 cm
Adult Plus	98-0061-05	27-40 cm
Lg Adult	98-0061-03	32-44 cm

It is important that the cuff is properly fitted to the patient's arm, and that the microphone is placed over the brachial artery (on the inside of the arm between the bicep and tricep). Improper cuff sizing and a misplaced microphone can lead to missed or poor readings and accuracy. Please refer to the Tango+ and Tango M2 User Manual for further information about this cuff that is used exclusively with the Tango Family Product Line.

POSSIBLE ADVERSE REACTIONS

Following the application of the BP cuff, petechia formation (a minute reddish or purplish spot containing blood that appears in the skin) or Rumpel-Leede phenomenon (multiple petechiae) on the arm, which may lead to idiopathic-thrombocytopenia (spontaneous persistent decrease in the number of platelets, associated with hemorrhagic conditions) or phlebitis (inflammation of a vein) may be observed.

WARNINGS & CONTRAINDICATIONS

Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

After washing ensure the size indication on the bladder and cuff shell match. Make sure that the cuff hose is threaded through one of the hose openings in the cuff.

Cuffs are intended for use with non-invasive blood pressure monitors only.

DO NOT apply the BP cuff to a limb being used for IV infusions as the cuff inflation can block the infusion, causing harm to the patient.

If luer lock connectors are used in the construction of tubing, there is a possibility to connect the cuff to intravenous fluids, allowing air to be pumped into a blood vessel, potentially causing serious injury.

WARNING: Regarding the effect of blood flow interference and resulting harmful injury to the PATIENT caused by continuous CUFF pressure due to connection tubing kinking.

DO NOT apply the BP cuff over a wound as this can cause further injury.

DO NOT apply the BP cuff to the arm on the side of a single mastectomy. In the case of double mastectomy use the side of the least dominate arm.

APPLICATION

Check that the cuff is the correct size:

1. Fold the grey sleeve inside the blue cuff (away from the Velcro strip).
2. Wrap the cuff around the patient's upper arm.

3. Make sure the INDEX (the end of the cuff) falls

within the RANGE (printed inside the cuff).

4. If the INDEX falls outside the RANGE, select a new cuff size.

WARNING: Using an incorrect cuff size could result in erroneous and misleading BP measurements!

PROPER CUFF & MICROPHONE PLACEMENT

1. Locate the brachial artery, between the bicep and the tricep of the upper arm. The left arm is preferred.

2. Slide the cuff sleeve up the patient's arm, with the "ARTERY" marker pointing down the arm.

3. There is a microphone located under the "ARTERY" marker. Make sure the microphone is placed on the inner portion of the arm, directly over the brachial artery between the edge of the cuff and the elbow.

4. Wrap the cuff around the arm and secure. Use the wrist straps to secure the cables to the patient's wrist.

NOTE: It is important that the cuff is properly fitted to the patient's arm, and that the microphone is placed over the brachial artery in between the bicep and tricep on the inner portion of the upper arm.

CLEANING INSTRUCTIONS

NOTE: Orbit-K cuff should be cleaned at the conclusion of each stress test.

1. Use a medical grade mild disinfectant wipe on the cuff or spray a cleaning solution onto a cloth and wipe the cuff. Afterwards, lay flat or line dry.

2. Remove the bladder and microphone from the outer shell of the Orbit-K cuff. Machine wash the shell in warm water with a mild detergent (50-140°F or 10-60°C). Lay flat or line dry the cuff. Do not place the cuff in a dryer.

CAUTION: Do not machine wash bladder or microphone.

The bladder needs to be inserted back into the cuff sleeve so the pneumatic hose portion of the bladder is outside the sleeve. Please note that the pneumatic hose connection should face downward when using the Orbit-K cuff on either the right or the left arm.

WARRANTY

SunTech Medical, Inc. provides to the original purchaser the following limited warranty from date of invoice.

Orbit-K Cuffs: 6 months

Accessories, i.e. patient cables, microphone, disposables: 90 days

This limited warranty is void if the instrument has been damaged by accident, misuse, negligence, act of God or serviced by any person not authorized by SunTech Medical, Inc.

It is recommended that you replace the Orbit-K cuffs, microphones and patient cable annually to maintain measurement accuracy.

Cuffs are intended for use with non-invasive blood pressure monitors only.

DO NOT apply the BP cuff to a limb being used for IV infusions as the cuff inflation can block the infusion, causing harm to the patient.

If luer lock connectors are used in the construction of tubing, there is a possibility to connect the cuff to intravenous fluids, allowing air to be pumped into a blood vessel, potentially causing serious injury.

WARNING: Regarding the effect of blood flow interference and resulting harmful injury to the PATIENT caused by continuous CUFF pressure due to connection tubing kinking.

DO NOT apply the BP cuff over a wound as this can cause further injury.

DO NOT apply the BP cuff to the arm on the side of a single mastectomy. In the case of double mastectomy use the side of the least dominate arm.

APPLICATION

Check that the cuff is the correct size:

1. Fold the grey sleeve inside the blue cuff (away from the Velcro strip).

2. Wrap the cuff around the patient's upper arm.

3. Make sure the INDEX (the end of the cuff) falls

ESPAÑOL

Clinica de grado Orbit-K Manguitos de presión arterial de SunTech Medical



Línea del índice.



La línea de índice del manguito debe estar dentro de las marcas del tamaño.



El símbolo de la arteria y la flecha deben estar situados sobre la arteria braquial o femoral.



El símbolo que indica el producto no contiene material de PVC (polivinil clorido).



El símbolo que indica el producto no contiene material de látex.



El producto está en cumplimiento con la directiva del consejo 93/42/EEC Directiva de Dispositivos Médicos.



Símbolo de circunferencia del brazo



Símbolo que remite a las "Instrucciones de uso"

TAMAÑOS

Tamaño:

	PN:	Rango:
Adulto pequeño	98-0061-01	18-27 cm
Adulto	98-0061-02	25-35 cm
Adulto más	98-0061-05	27-40 cm
Adulto grande	98-0061-03	32-44 cm

Es importante que el manguito esté bien colocado al brazo del paciente y que el micrófono esté colocado por encima de la arteria braquial (entre el biceps y el tríceps). Si no se elige el tamaño adecuado o no se coloca bien el micrófono, es posible que no se puedan efectuar las lecturas o que sean imprecisas. Complacer consulte Tango+ o Tango M2 la guía del usuario para obtener más información sobre este manguito, este manguito solo se puede utilizar con el Tango producto.

POSIBLES REACCIONES ADVERSAS

Después de la colocación del manguito de PA, puede observarse formación de petequias (una diminuta mancha rojiza o púrpura que contiene sangre y aparece en la piel) o fenómeno de Rumpel-Leede (petequias múltiples) en el brazo, que puede provocar tromboцитopenia idiopática (disminución espontánea persistente en la cantidad de plaquetas, asociada con condiciones hemorrágicas) o fiebres (inflamación de una vena).

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

La ley federal de los EE.UU. establece que este dispositivo sólo puede ser vendido por un médico o por prescripción facultativa.

Después del lavado garantizar la indicación de tamaño en el partido de la vejiga y la cásara del manguito. Asegúrese de que la manga del brazalete se pasa a través de las aberturas de la manga en el manguito.

Los manguitos sólo se pueden usar con monitores de presión sanguínea no invasivos.

NO COLOQUE el manguito de PA en una extremidad que se utilice para infusions IV, dado que al inflar el manguito puede bloquear la infusión y hacerle daño al paciente.

Si se utilizan conectores Luer Lock en la construcción de tubos, existe la posibilidad de que el manguito se conecte a fluidos intravenosos, lo que permitiría bombear aire hacia un vaso sanguíneo y podría causar una lesión grave.

ADVERTENCIA: Se debe tener en cuenta que la interrupción de la circulación puede provocar lesiones dolorosas al PACIENTE por la continua presión del MANGUITO debida a que los tubos de las conexiones están retorcidos.

NO coloque el manguito de PA sobre una herida, ya que puede agravarla.

No coloque el manguito de PA sobre el brazo de un lado sometido a mastectomía total. En el caso de mastectomía doble, utilice el lado del brazo no dominante.

APLICACIÓN

Compruebe que el tamaño elegido es adecuado

1. Separe la manga interna gris del manguito azul separando la banda de velcro.

2. Envuelva el brazo del paciente con el manguito.

3. Compruebe que la línea del extremo del manguito ("INDEX") se encuentra dentro de la palabra "RANGE" impresa en el manguito.

4. Si la linea del extremo del manguito ("INDEX") cae fuera de la palabra "RANGE", seleccione otro tamaño de manguito.

ADVERTENCIA: Usar un manguito de tamaño incorrecto puede provocar mediciones imprecisas y confusas de la PA.

EL TAMAÑO ADECUADO Y COLOCAR CUALQUIER TIPO DE MANGUITO

1. Busque la arteria braquial, situada en el brazo, entre el biceps y el tríceps. Es preferible utilizar el brazo izquierdo.

2. Introduzca la manga del manguito en el brazo del paciente, con la parte que representa la arteria mirando hacia abajo.

3. Debajo de la parte que representa la arteria hay un micrófono. Compruebe que el micrófono esté colocado en la parte interna del brazo, justo por encima de la arteria braquial, entre el biceps y el tríceps. Debe haber una distancia de 3 a 5 cm (unos dos dedos) entre el borde del manguito y el codo.

4. Coloque el manguito alrededor del brazo y ajustelo. Use la muñequera para sujetar los cables al paciente.

AVISO: Es importante que el manguito esté bien colocado al brazo del paciente y que el micrófono esté colocado por encima de la arteria braquial (entre el biceps y el tríceps). Si no se elige el tamaño adecuado o no se coloca bien el micrófono, es posible que no se puedan efectuar las lecturas o que sean imprecisas.

LIMPIEZA

AVISO: Después de cada prueba de esfuerzo se debe limpiar el manguito y el cable del paciente.

1. Utilice una toallita desinfectante para el manguito o rocíe una solución de limpieza en un paño y límpie el manguito. Despues, cuélguelo o deje que se seque.

2. Retire la cámara inflable y el micrófono del forro del manguito Orbit-K. Lave a máquina el forro en agua templada con un detergente suave (10-60 °C). Cuélguelo o deje que se seque. No introduzca el forro en la secadora.

ATENCIÓN: No lave a máquina la cámara inflable ni el micrófono.

Se debe volver a introducir la cámara inflable en el manguito de manera que el tubo del aire quede por fuera de la manga. Tenga en cuenta que la conexión del tubo neumático debe estar orientada hacia abajo cuando utilice el manguito, tanto en el brazo derecho como en el izquierdo.

GARANTIA
SunTech Medical, Inc. proporciona al comprador original la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de facturación.

Manguitos Orbit-K: 6 meses
Accesorios como cables del paciente, micrófonos o artículos desecharables: 90 días

Esta garantía limitada será nula si el instrumento se ha dañado por accidente, uso inadecuado, negligencia o caso fortuito, o si ha sido reparado por una persona no autorizada por SunTech Medical, Inc.

Se recomienda cambiar cada año de el manguito Orbit-K, el micrófono y el cable del paciente para mantener la precisión de las medidas.

APPLIQUEREN SIE die Blutdruckmanschette NICHT an Extremitäten, an denen eine IV-Infusion angeschlossen ist, da beim Aufpumpen der Manschette die Infusion unterbrochen und damit der Patient gefährdet werden kann.

Sind die Schläuche mit Luer-Lock-Anschlüssen ausgestattet, besteht die Möglichkeit, die Manschette an eine intravenöse Infusion anzuschließen. Dadurch könnte Luft in ein Blutgefäß gepumpt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

WARNING: Ist der Manschettenschlauch gequetscht oder geknickt, übt die MANSCHETTE eventuell ständig Druck aus und beeinträchtigt den Blutfluss. Dies kann den PATIENTEN möglicherweise gefährden.

Legen Sie die Blutdruckmanschette NICHT über Wunden an. Es könnte dadurch zu weiteren Verletzungen kommen.

Legen Sie im Fall einer einseitigen Mastektomie die Blutdruckmanschette NICHT auf der Seite der Brustamputation an. Legen Sie bei beidseitiger Mastektomie die Manschette am nicht dominante Arm an.

ANWENDUNG

Achten Sie auf die richtige Manschettengröße:

1. Falten Sie das graue Schlauchteil nach innen in die blaue Manschette (vom Klettstreifen weg).

2. Wickele die Manschette um den Oberarm des

DEUTSCH

SunTech Medical Clinical-Grade Orbit-K Blood Pressure Cuffs



Index Zeile.



Die Manschettindexzeile muss innerhalb der Bereichsmarkierungen liegen.



Das Arteriensymbol und der Pfeil müssen über der Oberarm- oder Oberschenkelarterie positioniert werden.



Das Symbol gibt an, dass das Produkt kein PVC-Material (Polyvinylchlorid) enthält.



Das Symbol gibt an, dass das Produkt kein Latexmaterial enthält.



Das Produkt ist in Übereinstimmung mit der Council Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive.



Das Symbol gibt den Armmfang an



Symbol "Gebrauchsanweisung" beachten

Größe:

Größe:

Erwachsene S	PN: 98-0061-01	18-27 cm
Erwachsene	98-0061-02	25-35 cm
Erwachsener und	98-0061-05	27-40 cm
Größe Erwachsene	98-0061-03	32-44 cm

Es ist wichtig, dass die Manschette korrekt am Arm des Patienten angelegt und das Mikrofon über der A. brachialis platziert wird (zwischen Bizeps und Trizeps) Falsche Manschettengröße und falsche Lage des Mikrofons können zu fehlenden, schlechten oder ungüchten Messergebnissen führen. Gefallen, in diesem Tango+ oder Tango M2 Handbuch für weitere Informationen über der Manschette, nur mit dem Tango produkt kompatibel ist.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Nach Anlegen der Blutdruckmanschette kann am Arm eine Petechie entstehen (einwödlicher oder purpurrötlicher oder purpurrötlicher Blutfleck in der Haut) oder das Rumpel-Leede-Phänomen auftreten (mehrere Petechien). Dies kann zu idiopathischer Thrombozytopenie (spontaner anhaltender Blutplättchenabbau, der mit hämorrhagischen Erkrankungen einhergeht) oder Phlebitis (Venenentzündung) führen.

WARNUNGEN UND HINWEISE

Laut US-Bundesgesetz darf dieses Gerät in den USA nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung gekauft werden.

Nach dem Waschen sorgen für die Größenangabe auf die Blase und die Manschette Schale Match. Stellen Sie sicher, dass sich die Manschette Schlauch durch eine der Öffnungen in der Schlauchmanschette geschraubt.

Die Manschetten sind ausschließlich für die Verwendung mit nicht invasiven messenden Blutdruckmonitoren bestimmt.

APPLIZIEREN SIE die Blutdruckmanschette NICHT an Extremitäten, an denen eine IV-Infusion angeschlossen ist, da beim Aufpumpen der Manschette die Infusion unterbrochen und damit der Patient gefährdet werden kann.

Sind die Schläuche mit Luer-Lock-Anschlüssen ausgestattet, besteht die Möglichkeit, die Manschette an eine intravenöse Infusion anzuschließen. Dadurch könnte Luft in ein Blutgefäß gepumpt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

WARNING: Ist der Manschettenschlauch gequetscht oder geknickt, übt die MANSCHETTE eventuell ständig Druck aus und beeinträchtigt den Blutfluss. Dies kann den PATIENTEN möglicherweise gefährden.

Legen Sie die Blutdruckmanschette NICHT über Wunden an. Es könnte dadurch zu weiteren Verletzungen kommen.

Legen Sie im Fall einer einseitigen Mastektomie die Blutdruckmanschette NICHT auf der Seite der Brustamputation an. Legen Sie bei beidseitiger Mastektomie die Manschette am nicht dominante Arm an.

ANWENDUNG

Achten Sie auf die richtige Manschettengröße:

1. Falten Sie das graue Schlauchteil nach innen in die blaue Manschette (vom Klettstreifen weg).

2. Wickele die Manschette um den Oberarm des

ENGLISH

Patienten.

3. Kontrollieren Sie, dass der Schriftzug INDEX (am Ende der Manschette) innerhalb des mit RANGE markierten Bereichs liegt (Aufdruck auf der Innenseite der Manschette).

4. Wenn der Schriftzug INDEX außerhalb des mit RANGE markierten Bereichs liegt, wählen Sie eine andere Manschettengröße.

BLUTDRUCKMANSCHETTE ANLEGEN

1. Suchen Sie die A. brachialis (zwischen Bizeps und Trizeps am Oberarm). Wählen Sie möglichst den linken Arm.

2. Streifen Sie das Schlauchteil der Manschette über den Arm des Patienten, so dass die Beschriftung ARTERY zum Handgelenk zeigt.

FRANCAIS

Qualité clinique Orbit-K Brassards de pression de SunTech Medical



Ligne de repérage.



La ligne de repérage du brassard doit se trouver dans les repères de distance.



Le symbole et la flèche Artery doivent se trouver sur l'artère brachiale ou fémorale.



Symbol indiquant que le produit ne contient pas de PVC (poly-chlore de vinyle).



Symbol indiquant que le produit ne contient pas de latex.



Produit conforme à la Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux.



Symbol indiquant la circonference du bras



Pictogramme renvoyant au « Mode d'emploi »

TAILLES

Size:	PN:	Range:
Petit adulte	98-0061-01	18-27 cm
Adulte	98-0061-02	25-35 cm
Adulte Plus	98-0061-05	27-40 cm
Grand adulte	98-0061-03	32-44 cm

Il est important que le brassard soit parfaitement adapté au bras du patient et que le microphone soit placé sur l'artère brachiale (entre le biceps et le triceps) ! Si la taille du brassard n'est pas adaptée ou que le microphone est mal placé, cela peut entraîner des mesures manquantes ou erronées et une imprécision. Veuillez reportez-vous à la Tango+ ou Tango M2 le manuel d'utilisation pour de plus amples informations pour vous renseigner le brassard, peut être utilisé uniquement avec le Tango produit.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Après la mise en place du brassard tensiomètre, il se peut que vous observiez la formation de pétéchies (un point rougeâtre ou bleuté contenant du sang qui apparaît sur la peau) ou du phénomène de Rumpel-Leede (pétéchies multiples) sur le bras, ce qui peut entraîner une thrombocytopénie (réduction persistante spontanée dans le nombre de plaquettes, associée à des conditions hémorragiques) ou une phlébite (inflammation d'une veine).

WARNINGS & CONTRAINDICATIONS

La loi fédérale (US) limite la vente de cet appareil par un médecin ou à la demande de celui-ci.

Après le lavage assurer l'indication de taille sur la vessie et de l'enveloppe de manchette rencontré. Assurez-vous que le tuyau de manchon est enfilé à travers l'une des ouvertures du tuyau dans le manchon.

Les brassards sont destinés à un usage uniquement avec des moniteurs de pression artérielle non invasifs.

NE PAS PLACER le brassard sur un membre utilisé pour des perfusions IV car son gonflage peut bloquer la perfusion et blesser ainsi le patient.

Si des raccords Luer Lock sont utilisés dans la construction des tubes, il est possible de raccorder le brassard à des systèmes de fluide intraveineux. De l'air peut alors être pompé vers un vaisseau sanguin, ce qui risque éventuellement de causer de graves blessures.

AVERTISSEMENT : Concernant l'effet d'une interférence avec le flux sanguin pouvant provoquer une blessure du PATIENT à cause d'une pression du BRASSARD constante due à des plis du tuyau de raccordement.

NE PAS appliquer le brassard tensiomètre sur une plie car cela risquerait d'aggraver la blessure.

NE PAS appliquer le brassard tensiomètre sur le bras du côté opéré d'une patiente ayant subi une mastectomie. Dans le cas d'une double mastectomie, utiliser le bras le moins sollicité.

UTILISATION

Vérifiez que la taille du brassard est bonne :

1. Piez le manchon gris à l'intérieur du brassard bleu (en s'éloignant de la bande Velcro).
2. Enroulez le brassard autour du haut du bras du

patient.

3. Veillez à ce que la ligne d'INDEX (extrémité du brassard) se situe entre les marques de la plage RANGE (imprimées à l'intérieur du brassard).

4. Si la ligne d'INDEX se trouve en dehors des marques de la plage RANGE, choisissez une autre taille du brassard.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un brassard de taille incorrecte pourrait causer des mesures de la pression artérielle erronées !

MISE EN PLACE DU BRASSARD TENSiomÈTRE

1. Palpez l'artère brachiale entre le biceps et le triceps sur le haut du bras. Il faut privilégier le bras gauche.
2. Faites glisser le manchon du brassard sur le bras du patient, avec le repère « ARTERY » orienté vers l'avant-bras.
3. Un microphone est situé sous le repère « ARTERY ». Assurez-vous que le microphone est placé à l'intérieur du bras, directement sur l'artère brachiale entre le biceps et le triceps. Il faut respecter un écart d'env. 3 à 5 cm (soit une largeur de deux doigts) entre le bord du brassard et le coude.
4. Enroulez et ajustez le brassard autour du bras. Fixez les câbles sur le poignet du patient à l'aide des bracelets.

REMARQUE : Il est important que le brassard soit parfaitement adapté au bras du patient et que le microphone soit placé sur l'artère brachiale (entre le biceps et le triceps) ! Si la taille du brassard n'est pas adaptée ou que le microphone est mal placé, cela peut entraîner des mesures manquantes ou erronées et une imprécision. Veuillez reportez-vous à la Tango+ ou Tango M2 le manuel d'utilisation pour de plus amples informations pour vous renseigner le brassard, peut être utilisé uniquement avec le Tango produit.

NETTOYAGE

REMARQUE : le brassard Orbit-K et le câble patient devraient être nettoyés à la fin de chaque épreuve d'effort.

1. Essuyez le brassard avec un chiffon imbibé de désinfectant doux à usage médical ou pulvérisez une solution nettoyante sur un chiffon et essuyez le brassard. Ensuite, séchez-le à plat ou en le suspendant.
2. Retirez la poche gonflable et le microphone de l'enveloppe extérieure du brassard Orbit-K. Nettoyez l'enveloppe à l'eau tiède (entre 10 et 60 °C) avec un détergent doux. Séchez le brassard à plat ou en le suspendant. Ne passez pas le brassard au séche-linge.

ATTENTION : ne lavez pas à la machine la poche gonflable ni le microphone.

La poche gonflable du brassard doit être remise en place dans le manchon du brassard de sorte que la partie du tuyau pneumatique de la poche se trouve à l'extérieur du manchon. Veuillez noter que le raccord du tuyau pneumatique est à orienter vers le bas quand le brassard Orbit-K est utilisé sur le bras droit ou le bras gauche.

GARANTIE

SunTech Medical, Inc. offre à l'acheteur d'origine la garantie limitée suivante à compter de la date de la facture.

Brassards Orbit-K: 6 mois

Accessoires, par ex. câbles patient, microphone, articles jetables: 90 jours

Cette garantie limitée est nulle et non avenue en cas de dommage de l'instrument résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate, d'une négligence, d'une catastrophe naturelle ou d'une utilisation par toute personne non autorisée par SunTechSunTech Medical, Inc.

Il est recommandé de remplacer les brassards Orbit-K, les microphones et les câbles patient une fois par an afin de conserver la précision de mesure.

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Inc.

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560-8200, USA

TEL: 1.800.421.8626 or 1.919.654.2300

FAX: 1.919.654.2301

SunTech Medical Ltd. Europe

Oakfield Industrial Estate

Stanton Harcourt Road

Eynsham,

Oxfordshire OX29 4TS

England

TEL: 44.1.865.884 234

FAX: 44.1.865.884 235