

短期使用的
血压袖带

SunTech® Vinyl

SHORT-TERM USE BP CUFFS

专供短期使用，结实又实惠



全量程的各种尺寸袖带领带



内外两面范围指示



圆边及尾部楔形设计



- + 易于清洁和消毒
- + 100% 不含乳胶

- + 100% 的漏气检测
- + 可充分信任的测量结果

三十年来，顺泰医疗专注于开发各种用于极端挑战环境和复杂临床环境的血压测量技术。如今，自动监护设备已被广泛用于日常血压测量监护，更需要牢记袖带是用于测量的一个重要的传感器。基于这样的认识，现今顺泰提供了一种适用于急救室、急救系统，需要在过程中重视清洁和防止传染的临床环境使用的经济型血压袖带方案。顺泰的Vinyl（乙烯基）血压袖带非常容易进行清洁，其结实程度胜任短期的使用需要，同时远便宜于传统的耐用型袖带。

+ 特征和得益

可清洁:

经济性:

耐用性:

易用性:

性能可靠:

符合规范:

不含乳胶:

+ 细述

袖带由Vinyl（乙烯基）材料制成，非常容易清洁及传染控制。

价格低于传统耐用型袖带，满足短期使用的合理成本需求。

结实的单片成形设计，满足多次充气使用。

尾部楔形设计更易于袖带的使用，色码标识更易于袖带选择，内外两面的范围指示更能确保袖带尺寸的准确性及正确尺寸匹配。

100%漏气检测，更可信赖、更可靠、更增值。

满足AHA、AAMI-SP10及MDD规范的设计，令您信赖。

100% 不含乳胶的材料，提高患者的安全性。

+ 尺寸范围和设计规格

+ 尺寸范围和设计规格					单气管				双气管		
											
范围标识	袖带尺寸 (打印颜色)	范围 (cm)	气囊 长 x 宽 (mm)	总计尺寸 长 x 宽 (mm)	母端快速 接头	螺纹接头	公端接头 (塑胶)	无接头	母端快速 接头	公端接头 (塑胶)	无接头
	婴儿 (橙色)	8-13	120 x 54	228 x 59	98-0800-10	98-0800-00	98-0800-30	98-0800-50	98-0800-20	98-0800-40	98-0800-60
	儿童 (绿色)	12-19	160 x 83	314 x 88	98-0800-11	98-0800-01	98-0800-31	98-0800-51	98-0800-21	98-0800-41	98-0800-61
	成人小号 (青绿色)	17-25	203 x 108	440 x 113	98-0800-13	98-0800-03	98-0800-33	98-0800-53	98-0800-23	98-0800-43	98-0800-63
	成人 (海军蓝)	23-33	275 x 140	505 x 145	98-0800-15	98-0800-05	98-0800-35	98-0800-55	98-0800-25	98-0800-45	98-0800-65
	成人加长 (海军蓝)	23-33	275 x 140	640 x 145	98-0800-16	98-0800-06	98-0800-36	98-0800-56	98-0800-26	98-0800-46	98-0800-66
	成人加大 (紫红色)	31-40	330 x 173	645 x 178	98-0800-17	98-0800-07	98-0800-37	98-0800-57	98-0800-27	98-0800-47	98-0800-67
	成人加大加长 (紫红色)	31-40	330 x 173	815 x 178	98-0800-18	98-0800-08	98-0800-38	98-0800-58	98-0800-28	98-0800-48	98-0800-68
	大腿 (褐色)	38-50	400 x 210	755 x 215	98-0800-19	98-0800-09	98-0800-39	98-0800-59	98-0800-29	98-0800-49	98-0800-69



顺泰医疗责任有限公司 (美国)
美国北卡罗来纳州莫里斯威市机
场林荫大道507号, 117单元 NC
27560-8200
电话: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
传真: + 1.919.654.2301
www.SunTechMed.com

顺泰医疗有限公司 (英国)
英格兰牛津郡恩舍姆
斯坦顿哈科特路
奥克菲尔德工业区
邮编: OX29 4TS
电话 + 44 (0) 1865.884.234
传真: + 44 (0) 1865.884.235
www.SunTechMed.com



顺泰医疗器材(深圳) 有限公司
深圳市龙华新区观澜大和社区环观南路
105号-15号2-3楼 (金雄达科技园A栋)
电话: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (销售)
+ 86-755-29588665 (服务)
传真: + 86-755-2958 8829
www.SunTechMed.com.cn

