

Bracciali morbidi monopaziente per la  
misurazione della pressione arteriosa

# SunTech® *Soft Disposable*

SINGLE-PATIENT USE BP CUFF

Per il controllo delle infezioni a un costo contenuto



Bordo smussato e margini arrotondati



Indicatori di range esterni e interni



ID paziente per l'utilizzo monopaziente



+ Progettati per il massimo comfort  
del paziente

+ Testati contro le perdite al 100%

+ Programma di standardizzazione  
dei bracciali

+ Affidabilità garantita da esperti  
della pressione arteriosa

Da più di vent'anni SunTech Medical® si dedica esclusivamente alla messa a punto di tecnologie per la misurazione della pressione arteriosa adatte agli ambienti clinici più difficili e complessi. Visto che i monitor automatizzati sono ormai diventati la norma per la misurazione della pressione arteriosa, è importante ricordare che il bracciale costituisce il sensore. Tenendo presente quanto sopra, abbiamo applicato le nostre conoscenze alla progettazione tecnica di una nuova linea di bracciali "usa e getta" per la misurazione della pressione arteriosa. I bracciali sono stati progettati con un bordo smussato per aumentare il comfort del paziente e con indicatori di range sia interni che esterni per assicurare l'accuratezza e una perfetta aderenza. Grazie a questo speciale approccio, i bracciali monouso di SunTech Medical sono particolarmente adatti a soddisfare le esigenze in materia di controllo delle infezioni con un eccezionale rapporto qualità/prezzo.



Gamma completa di misure (neonati, lattanti, bambini ecc.)



Disponibilità di modelli con uno o due tubicini

## + Caratteristiche e vantaggi + Descrizione

### Comfort per il paziente:

Materiali più morbidi, il bordo smussato e i margini arrotondati assicurano che i bracciali siano più confortevoli e delicati.

### Economicità:

Il prezzo è stato pensato per favorire l'utilizzo monopaziente, in special modo nei casi in cui il controllo delle infezioni rappresenti un motivo di preoccupazione.

### Facilità d'uso:

Il bordo smussato agevola l'applicazione del bracciale. Codifica cromatica per una rapida selezione della misura. Gli indicatori di range sia interni che esterni assicurano l'aderenza del bracciale e la corrispondenza accurata della misura.

### Identificazione del paziente:

Posizione dedicata per l'identificazione del singolo paziente. Riduzione al minimo del rischio di contaminazione crociata. Il test di tenuta al 100% garantisce sicurezza, valore aggiunto e affidabilità.

### Prestazioni affidabili:

Progettati per soddisfare le linee guida AHA, AAMI-SP10 e MDD e per garantire risultati affidabili.

### Requisiti regolamentari:

Progettati per soddisfare le linee guida AHA, AAMI-SP10 e MDD e per garantire risultati affidabili.

### Durata:

Valore aggiunto grazie a un design a pezzo unico, riutilizzabile, per molteplici gonfiaggi.

### Privi di lattice:

I materiali senza lattice al 100% favoriscono la sicurezza del paziente. Conoscenze nella standardizzazione della struttura sanitaria per un unico connettore di bracciale per la misurazione della pressione arteriosa: un bracciale, qualsiasi paziente, qualsiasi monitor, qualsiasi reparto.

## + Range



**Neonati 1**  
3-6 cm



**Neonati 2**  
4-8 cm



**Neonati 3**  
6-11 cm



**Neonati 4**  
7-13 cm



**Neonati 5**  
8-15 cm



**Lattante**  
8-13 cm



**Bambino/bambino lungo**  
12-19 cm



## + Simboli

**Adulto di corporatura minuta /Adulto di corporatura minuta lungo**  
17-25 cm



Linea Index.

**Adulto/Adulto lungo**  
23-33 cm



Per una misurazione accurata, la linea Index sul bracciale deve rientrare nelle marcature di range.

**Adulto di grossa corporatura/ Adulto di grossa corporatura lungo**  
31-40 cm



Il simbolo dell'arteria e la freccia devono essere posizionati sull'arteria brachiale o femorale

**Coscia**  
38-50 cm



Il presente prodotto non contiene lattice.



Prodotto in conformità con la Direttiva del consiglio 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici).



Circonferenza del braccio

**SunTech Medical®**  
Brilliant Blood Pressure Solutions™

SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
England  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
2/F of Building A, Jinxiongd Technology Park  
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC  
Tel: + 86-755-2958 8810  
+ 86-755-29588986 (Sales)  
+ 86-755-29588665 (Service)  
Fax: + 86-755-2958 8829  
www.SunTechMed.com.cn

ETL CLASSIFIED



Intertek  
E955  
MEDICAL  
ELECTRICAL  
EQUIPMENT



0413

82-0115-03-MA-RevA