

Weiche Einpatienten-  
Blutdruckmanschetten

# SunTech® *Soft Disposable*

SINGLE-PATIENT USE BP CUFF

Infektionskontrolle zum günstigen Preis



Schmal zulaufende Enden,  
abgerundete Ecken



Bereichsmarkierungen innen  
und außen



Patientenkennung für den sicheren  
Einpatienten-Gebrauch



+ Hoher Patientenkomfort

+ Geprüfte Qualität: 100% luftdicht

+ Manschetten-  
Standardisierungsprogramm

+ Zuverlässigkeit von den Blutdruck-  
Experten

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich SunTech Medical® ausschließlich mit der Entwicklung von Technologien für die Blutdruckmessung in klinischen Umgebungen, die spezielle und hoch komplexe Anforderungen stellen. Automatisch messende Blutdruckmonitore gehören heutzutage zum Behandlungsstandard. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Manschette den Sensor darstellt. Vor diesem Hintergrund haben wir all unser Fachwissen darauf verwendet, eine neue Produktlinie von Einmal-Blutdruckmanschetten zu entwickeln. Die neuen Manschetten laufen am Ende schmal zu und bieten dem Patienten dadurch einen höheren Komfort. Die Bereichsmarkierungen innen und außen gewährleisten optimalen, sicheren Sitz. Mit diesen Eigenschaften sind die Einmal-Manschetten von SunTech Medical die Manschetten der Wahl, wenn es um Infektionskontrolle zu einem außergewöhnlichen Preis geht.



Komplettes Programm für alle Größen, inkl. Neugeborene, Kleinkinder und Kinder



Ein- und Zweischlauchmodelle erhältlich

### + Merkmale & Nutzen

- Patientenkomfort:**
- Wirtschaftlich:**
- Einfache Anwendung:**
- Patienten-Kennung:**
- Zuverlässigkeit:**
- Regulatorische Anforderungen.**
- Langlebigkeit:**
- Latexfrei:**
- Standardisierungsprogramm für Manschetten:**

### + Beschreibung

- Angenehmes Design durch weiches Manschettenmaterial, schmal zulaufende Enden und abgerundete Ecken.
- Bei diesem Preis ist die Anwendung an nur einem Patienten keine Frage, insbesondere, wenn Infektionskontrolle gewährleistet sein muss.
- Vereinfachtes Anlegen durch schmal zulaufende Enden. Schnelle Wahl der richtigen Größe durch Farbcodierung. Bereichsmarkierungen innen und außen garantieren optimalen Sitz und korrekte Applikation.
- Beschriftungsfeld zur eindeutigen Zuordnung der Manschette. Minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
- 100% luftdicht für zuverlässige Messungen.
- Entspricht AHA- und AAMI-SP10-Richtlinien und Medizingerätverordnung und liefert somit Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.
- Preiswerte, langlebige, einteilige Manschette für wiederholten Gebrauch.
- 100% latexfreie Materialien für mehr Patientensicherheit.
- Unsere Kompetenz für die Standardisierung auf einen Manschettenanschluss: eine Manschette, alle Patienten, alle Monitore, alle Abteilungen Ihrer Einrichtung.

### + Bereiche

- Neugeborene 1**  
3...6 cm
- Neugeborene 2**  
4...8 cm
- Neugeborene 3**  
6...11 cm
- Neugeborene 4**  
7...13 cm
- Neugeborene 5**  
8...15 cm
- Kleinkind**  
8...13 cm
- Kind/Kind, lang**  
12...19 cm
- Kleine Erwachsene**  
**Kleine Erwachsene, lang**  
17...25 cm
- Erwachsene/**  
**Erwachsene, lang**  
23...33 cm
- Große Erwachsene**  
**Große Erwachsene, lang**  
31...40 cm
- Oberschenkel**  
38...50 cm

### + Symbole

- Index-Linie.
- Um genaue Messwerte zu erhalten, muss die Index-Linie der Manschette im markierten Bereich liegen.
- Symbol für Arterie und Pfeil müssen über der Arteria brachialis oder femoralis liegen.
- Produkt ist latexfrei.
- Produkt erfüllt die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG des Rates.
- Armumfang

**SunTech Medical®**  
Brilliant Blood Pressure Solutions™

SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
England  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park  
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC  
Tel: + 86-755-2958 8810  
+ 86-755-29588986 (Sales)  
+ 86-755-29588665 (Service)

Fax: + 86-755-2958 8829  
www.SunTechMed.com.cn



82-0115-04-MA-RevA