



SunTech® *Tango* M2

STRESS BP



Otomatik Kan Basıncı İzleme

Kardiyak Stres ve Egzersiz Testi için



SunTech Tango M2

Kardiyak stres kan basıncı (KB) izleme ürünlerimiz size hasta hareketi, mekanik titreşim ve gözlemciler arasındaki değişkenliğin doğru bir ölçümü engellemeyeceğini bilmenin güvenini verir. Hastanız için en önemli konuya odaklanabilirsiniz.

İster koşu bandı veya ergometre ile veya bir farmakolojik stres testi yapıyor olun Tango M2 kan basıncını güvenilir bir şekilde izleyerek hastaya odaklanmanızı mümkün kılar. Tango M2 özellikle kardiyak stres ve egzersiz testiyle ilişkili parazit, hareket ve fiziksel zorlukları aşmak üzere tasarlanmıştır. Eller kullanılmayan arayüz ve SpO₂ ölçüm seçeneği sayesinde Tango M2 kapsamlı bir kardiyak test merkezi haline gelir.

Bir test sırasında doğru aralıklarla doğru ve güvenilir bir KB ölçümü yapmak klinisyenler ve laboratuvar teknisyenleri için zor ve stresli olabilir. Tango M2 bu nedenle uygun zamanda doğru bir ölçüm almak ve her aşamada tam doğru noktada ölçümleri başlatmak üzere programlanmıştır ve böylece ölçümlerin güvenilirliğini artırır. Orbit-K Manşonu ürünümüzle kullanılmak üzere tasarlanmış olan Tango M2, şirkete özel DKA algoritmasını kullanır ve böylece stres laboratuvarının zorlu ortamında mükemmel performans gösterir.

Özellikler ve Faydalar

Pürüzsüz Entegrasyon: Stres sisteminizle otomatik iletişim, yazım hataları riskini azaltır.

Egzersiz Dışı KB Modu: Hasta kurulumu ve derlenme sırasında bir EKG sinyali olmadan KB ölçülmesini mümkün kılar.

Anında Mod: Zaman açısından hassas ve acil durumlar için hızla tekrarlanan otomatik KB ölçümleri.

Renkli LCD: Bir 7" renkli LCD ekranla artmış kullanılabilirlik.

Doğrulanmış Ölçümler: Ekranı kullanarak Korotkoff seslerini görebilirsiniz.

Veri Geri Alma: Hafızada saklanan 300 KB ölçümü ve ölçümlerin geri alınması için USB kullanılabilirliğiyle kolay sorun giderme.

Sahada Yükseltme: USB portu sahada yükseltmeleri mümkün kılarak son kullanıcılarda daima en son yazılımın bulunmasını sağlar.

Seçenekler

- Artmış enfeksiyon kontrolü için Tek Hastada Kullanımlık (SPU) Kitler
- Puls oksimetre (SpO₂)
- Dahili EKG

Genel Spesifikasyonlar

KB Ölçümü: Stres testlerinin tüm statik ve aktif fazları için K sesi analizi kullanarak oskültasyon R dalgası geçitleme. Sadece statik ölçümler için pnömatik basınç kullanarak osilometrik.

Ölçüm Aralığı:

DKA Modu
Sistolik: 40-270 mmHg Diastolik: 20-160 mmHg

OSC Modu
Sistolik: 40-260 mmHg Diastolik: 20-160 mmHg

Kalp Hızı: 40-200 atım/dk

Arayüzler: Sadece dahili EKG ve USB bağlantıları için EKG kablosu RS-232, BNC kullanarak tüm popüler stres EKG sistemlerine entegre olur.

EKG Kaynağı: Primer - Entegre stres EKG sisteminden veya diğer harici kaynaktan. Sekonder - V2, V6, RL kullanarak dahili EKG seçeneği

Güç: Giriş - 100-240 VAC @1,5 A, 50-60 Hz.
Çıkış: +9 VDC, 5 A ile, IEC 320 tipi giriş konektörü
Sınıflandırma - Sınıf I, devamlı

KB Örnekleme Aralıkları: Entegre EKG sistemi veya diğer harici kaynaktan veya 1-20 dakika aralıklarla.

Boyutlar: 24,0 cm x 17,4 cm x 11,5 cm

Ağırlık: 1,68 kg

Garanti: Monitörde 2 yıllık standart garanti.

Doğruluk: ANSI/AAMI/ISO 81060-2 uyarınca manşon/stetoskop oskültasyon yöntemi kullanan eğitimli bir gözlemciye eşdeğer

Standartlar: IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2007 (EMC), IEC 80601-2-30:2009, ISO 80601-2-61:2011, ISO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010, FDA 21CFR801.5, MDD, WEEE



Orbit-K KB Manşonları

SunTech'in patentli Orbit-K™ KB manşonu özellikle kardiyak stres ve egzersiz testi uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu kılıf, kardiyak stres testinin tüm süresi boyunca doğru KB manşonu yerleşimini sürdürerek KB ölçümlerinin tekrarlanabilir ve daha güvenilir olmasını mümkün kılar.

Orbit-K KB manşonları hasta konforunu sağlarken bir yandan kardiyak stres testinin süresi boyunca uygun yerleşimin sürdürülmesiyle tekrarlanan güvenilir KB ölçümlerinin alınmasını mümkün kılar. Orbit-K Manşonu Tango M2 monitörümüzle standart olarak gelir ve mikrofonu brakial arter boyunca sabitlemek üzere tasarlanmıştır.



SunTech Medical®
The Difference In Clinical Grade®

Dünya sınıfı kan basıncı teknolojimizi geliştirmeye adanmış 30 yılı aşkın süreyle hiçbir atımı kaçırmayacağımızdan eminiz ve böylece siz de kaçırmazsınız. Bu bizim mirasımız. Bu SunTech Medical. **Bu Klinik Sınıftaki Fark.**

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 ABD
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Faks: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

EC REP
EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Satış)
+ 86.755.29588665 (Servis)
Faks: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN



82-0126-12-MA RevC

SunTech Tango M2 Parça Numaraları

Tango M2 Sistemleri

99-0088-00 EKG'siz Tango M2
99-0088-01 EKG'li Tango M2
Belirli bir stres sistemiyle arayüz yapan Tango M2 için müşteri hizmetleriyle irtibat kurun

Tango M2 Tek Hastalık SPU Kitleri

SunTech Tango M2 ile kullanılmak üzere tek kullanımlık bir manşon çözümü.
(12" K-sound Mikrofon Kitlerle sağlanmamaktadır)

98-0700-01 Küçük Yetişkin SPU Kiti Aralık 17-25 cm
98-0700-02 Yetişkin SPU Kiti Aralık 23-33 cm
98-0700-03 Yetişkin Uzun SPU Kiti Aralık 23-33 cm
98-0700-04 Büyük Yetişkin SPU Kiti Aralık 31-40 cm
98-0700-05 Büyük Yetişkin Uzun SPU Kiti Aralık 31-40 cm
98-0235-01 12" SPU Kiti K-sound mikrofon

Orbit-K Manşonları

98-0062-21 Mikrofonlu Orbit-K™ Küçük Yetişkin Manşonu (18–27 cm)
98-0062-22 Mikrofonlu Orbit-K Yetişkin Manşonu (25–35 cm)
98-0062-25 Mikrofonlu Orbit-K Yetişkin Plus Manşonu (27–40 cm)
98-0062-23 Mikrofonlu Orbit-K Büyük Yetişkin Manşonu (32–44 cm)

Aksesuarlar

91-0127-01 Hasta Kablosu. 15'
91-0004-00 EKG Hasta Kablosu (EKG'li Tango M2 için)
98-0057-00 RS-232 - USB Adaptör Kiti
98-0233-01 LPXpod Kiti
52-0003-00 Yetişkin Parmak Klipsi Sensörlü LPXpod Pulse
91-0125-01 LPXpod Kablo Oksimetresi
91-0129-00 18" Orbit-K™ K-sound Mikrofon
19-0012-01 Güç Kaynağı, 9 V, 5 A 120/240 V, İzole Toprak
99-0027-39 Tango M2 Koruyucu Bakım Kiti
(1 mikrofonlu Yetişkin Plus manşon, 1 mikrofonlu Yetişkin Büyük manşon ve 1 Tango M2 Hasta Kablosu içerir)
36-0001-01 Çubuk Klemp
98-0003-00 El Bileği Şeridi

