

Befristete Garantie

SunTech Medical, Inc. gewährt dem Erstkäufer folgende befristete Garantie ab Rechnungsdatum:

Hauptgerät, SpO ₂ -Module, Temp-Module:	3 Jahre
Einteilige Blutdruckmanschette OPD:	2 Jahre
Zubehör (SpO ₂ -Sensoren, Temperatursonden, Manschettenschläuche, etc.):	90 Tage

Masimo® und SET® sind eingetragene Marken der Masimo Corporation.
Covidien® und FILAC® sind eingetragene Marken der Covidien AG Corporation.
Nellcor® ist eine eingetragene Marke der Covidien LP Limited Partnership.

507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Telefon: +1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Großbritannien 
Telefon: +44 (0) 1865.884.234
Fax: +44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Vertrieb)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829
SunTechMed.com.CN


SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade™


0413

82-0141-02 MA Rev. A


SunTech[®] **CT40**[™]
BP + VITALS



Vitalparameter-Module
mit BD, Temperatur und SpO₂

Seit über 30 Jahren widmen wir uns der Entwicklung patentierter, erstklassiger BD-Technologie. Wir sind daher sicher, dass bei den Messungen nichts verborgen bleibt - und Sie können es auch sein. Das ist unsere Tradition. Das ist SunTech Medical. **Das macht den Unterschied zur Spitzenklasse.**

SunTech CT40

Mit unserer marktführenden Advantage™ Blutdruck-Technologie ist der SunTech CT40 als Vitalparametergerät für klinische Anforderungen einzigartig in seiner Klasse. Es lässt sich problemlos in die klinische Arbeitsroutine einbinden. Module für Sauerstoffsättigung und Temperatur können jederzeit vor Ort gewechselt oder ergänzt werden, so dass jeder Patient optimal versorgt wird.

Zuverlässigkeit: Manueller SphygMode™ zur Verifizierung der BD-Wert mit Sphygmomanometer in Echtzeit, ohne die Manschette abnehmen zu müssen

Messgenauigkeit: Konfigurierbare, einheitliche BD-Mittelwertberechnung für genaue Messwerte

Konnektivität: Datenübertragung nach dem IHE-Protokoll via Netzwerk über eingebaute Ethernet- oder optionale WLAN-Anbindung

Flexibilität: Modulares Design ermöglicht den Erweiterung um Temperatur- und SpO₂-Modul

Einfache Bedienung: Benutzerschnittstelle als LCD für intuitive Bedienung

Standard-Merkmale

- Advantage™ BD-Technologie für klinische Anforderungen
- Konfigurierbare BD-Mittelwertberechnung (durch SPRINT empfohlen)
- Manuelle SphygMode™-Messung zur BD-Verifizierung in Echtzeit
- Benachrichtigung über Datenübertragung nach dem HL7-Standard
- Eingebauter Speicher für bis zu 99 Aufzeichnungen
- Einfach aufgebaute, bedienungsfreundliche LCD-Anzeige
- LAN/Ethernet und 2 USB-Ports

Optionen und Zubehör

- Berührungslose IR-Temperaturmessung*
- Temp.-Messung mit Covidien Filac® 3000
- Masimo SET® SpO₂ (bevorzugt)
- ChipOx Nellcor®-kompatible SpO₂-Messung
- Barcode-Scanner
- Fahrgestell
- Drucker
- WLAN



*nicht in Nordamerika erhältlich