

Blutdruckmanschetten für kurzzeitigen Einsatz

# SunTech® *Vinyl*

SHORT-TERM USE BP CUFFS

Haltbar und günstig genug für den kurzzeitigen Einsatz



Komplettes Programm für alle Größen



Bereichsmarkierungen innen und außen



Schmal zulaufende Enden und abgerundete Ecken



- + Einfache Reinigung und Desinfektion
- + 100% latexfrei

- + Geprüfte Qualität: 100% luftdicht
- + Ergebnisse, denen Sie vertrauen können

Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich SunTech Medical® ausschließlich mit der Entwicklung von Technologien für die Blutdruckmessung in klinischen Umgebungen, die spezielle und hoch komplexe Anforderungen stellen. Automatisch messende Blutdruckmonitore gehören heutzutage zum Behandlungsstandard. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Manschette den Sensor darstellt. Vor diesem Hintergrund bietet SunTech nun preiswerte Lösungen in Form von Blutdruckmanschetten speziell für solche klinischen Bereiche an, in denen Reinigung und Desinfektion eine wichtige Rolle spielen: während Eingriffen, in Notaufnahmen und im Rettungsdienst. Die SunTech-Blutdruckmanschetten aus Vinyl sind leicht zu reinigen, robust genug für den kurzzeitigen Einsatz und kostengünstiger als herkömmliche wiederverwendbare Manschetten.

### + Merkmale & Nutzen

### + Beschreibung

**Leichte Reinigung:**

Die Manschetten sind aus Vinyl gefertigt und lassen sich problemlos reinigen und desinfizieren.

**Wirtschaftlich:**

Kostengünstiger als herkömmliche, wiederverwendbare Manschetten, daher auch für kurzzeitige Einsätze erschwinglich.

**Strapazierfähig:**

Strapazierfähige, einteilige Manschette zum günstigen Preis, die wiederholt benutzt werden kann.

**Einfache Anwendung:**

Vereinfachtes Anlegen durch schmal zulaufende Enden. Schnelle Wahl der richtigen Größe durch Farbcodierung. Bereichsmarkierungen innen und außen garantieren optimalen Sitz und korrekte Applikation. Geprüfte Qualität - 100% luftdicht für zuverlässige Messungen.

**Zuverlässigkeit:**

Das Produkt entspricht den AHA- und AAMI-SP10-Richtlinien und der Medizingeräteverordnung und liefert somit Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.

**Regulatorische**

**Anforderungen:**

100% latexfreie Materialien für mehr Patientensicherheit.

**Latexfrei:**

### + Bereiche & Ausstattungsmerkmale

Bereich Symbole	Manschetten- größe (Farbe des Aufdrucks)	Bereich (cm)	Länge x Breite der Blase (mm)	Länge x Breite (gesamt, mm)	1-Schlauch				2-Schlauch		
					Steckbuchse	Gewinde (Schraubver- bindung)	Bajonett (Kunststoff)	ohne Anschluss	Steckbuchse	Bajonett (Kunststoff)	ohne Anschluss
	<b>Kleinkind (orange)</b>	8...13	120 x 54	228 x 59	98-0800-10	98-0800-00	98-0800-30	98-0800-50	98-0800-20	98-0800-40	98-0800-60
	<b>Kind (grün)</b>	12...19	160 x 83	314 x 88	98-0800-11	98-0800-01	98-0800-31	98-0800-51	98-0800-21	98-0800-41	98-0800-61
	<b>Kl. Erwachsene (türkis)</b>	17...25	203 x 108	440 x 113	98-0800-13	98-0800-03	98-0800-33	98-0800-53	98-0800-23	98-0800-43	98-0800-63
	<b>Erwachsene (dunkelblau)</b>	23...33	275 x 140	505 x 145	98-0800-15	98-0800-05	98-0800-35	98-0800-55	98-0800-25	98-0800-45	98-0800-65
	<b>Erwachsene, lang (d'blau)</b>	23...33	275 x 140	640 x 145	98-0800-16	98-0800-06	98-0800-36	98-0800-56	98-0800-26	98-0800-46	98-0800-66
	<b>Gr. Erwachsene (d'rot)</b>	31...40	330 x 173	645 x 178	98-0800-17	98-0800-07	98-0800-37	98-0800-57	98-0800-27	98-0800-47	98-0800-67
	<b>Gr. Erwachsene, lang (d'rot)</b>	31...40	330 x 173	815 x 178	98-0800-18	98-0800-08	98-0800-38	98-0800-58	98-0800-28	98-0800-48	98-0800-68
	<b>Oberschenkel (braun)</b>	38...50	400 x 210	755 x 215	98-0800-19	98-0800-09	98-0800-39	98-0800-59	98-0800-29	98-0800-49	98-0800-69

  
**SunTech Medical®**  
 Brilliant Blood Pressure Solutions™

SunTech Medical, Inc.  
 507 Airport Boulevard, Suite 117  
 Morrisville, NC 27560-8200 USA  
 Tel: + 1.919.654.2300  
 1.800.421.8626  
 Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
 Oakfield Industrial Estate  
 Stanton Harcourt Road  
 Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
 England  
 Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
 Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
 www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
 2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park  
 Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC  
 Tel: + 86-755-2958 8810  
 + 86-755-29588986 (Sales)  
 + 86-755-29588665 (Service)  
 Fax: + 86-755-2958 8829  
 www.SunTechMed.com.cn

ETL CLASSIFIED



Intertek  
 7815  
 MEDICAL  
 ELECTRICAL  
 EQUIPMENT



0413

82-0130-05-MA RevA