



 SunTech® **Vet20™**  
BP MONITOR



**Monitor della pressione arteriosa  
per controlli sporadici**  
per animali da compagnia

## SunTech Vet20

Il monitor SunTech® Vet20™ portatile fornisce in modo semplice e rapido misurazioni affidabili della pressione arteriosa per animali da compagnia, assicurando una procedura di valutazione semplificata per veterinari e personale della clinica. Utilizzando la comprovata tecnologia per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario Advantage™, il Vet20 esegue in modo silenzioso misurazioni oscillometriche in grado di tollerare il movimento, fornendo risultati accurati. L'intuitiva interfaccia touchscreen include tutte le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA. È possibile silenziare gli allarmi per evitare di spaventare l'animale; i dati relativi alle misurazioni salvate vengono sempre conservati quando il dispositivo è spento.

### Caratteristiche standard

**Affidabile:** Grazie alla tecnologia con tolleranza del movimento di SunTech, il Vet20 ha un elevato tasso di successo per quanto riguarda le misurazioni della PA.

**Semplice da usare:** L'intuitiva interfaccia touchscreen include tutte le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA.

**Accurato:** L'algoritmo della PA è stato appositamente progettato per gli animali da compagnia da esperti di una delle principali facoltà di veterinaria.

**Silenzioso:** Il dispositivo misura silenziosamente la PA e gli allarmi possono essere silenziati per evitare di spaventare l'animale.

**Veloce:** È possibile eseguire più misurazioni in pochi minuti.

**Portatile:** Il dispositivo alimentato a batteria può essere spostato facilmente da una sala per esami all'altra.

**Memoria:** La memoria avanzata del Vet20 assicura che i dati siano sempre conservati quando il dispositivo è spento.

#### Calcolo della

**media:** Gli utenti possono selezionare misurazioni specifiche dalla memoria del dispositivo e calcolare automaticamente la media della pressione arteriosa.



## Specifiche tecniche

### Il Vet20 include:

- Monitor del sistema Vet20
- Struttura protettiva in rosa fenicottero, blu pavone o verde rana
- Bracciali PA per uso veterinario, misure 1-6
- Tubicino paziente, 1,2 m
- Adattatore CA

## Specifiche generali

<b>Sistolica:</b>	Da 40 a 265 mmHg
<b>Diastolica:</b>	Da 20 a 200 mmHg
<b>Pressione arteriosa media:</b>	Da 27 a 222 mmHg
<b>Frequenza cardiaca:</b>	Da 25 a 300 bpm
<b>Peso del dispositivo:</b>	circa 590 grammi (con la batteria)
<b>Dimensioni:</b>	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
<b>Garanzia:</b>	2 anni per il monitor 90 giorni per bracciali/tubicino

## Accessori

### Struttura protettiva del SunTech Vet20

La struttura protettiva rimovibile è disponibile in 3 colori ed è dotata di una pratica maniglia.



*Rosa fenicottero*



*Blu pavone*



*Verde rana*

### Adattatore CA

Anche se la portabilità del Vet20 alimentato a batteria risulta molto pratica, l'adattatore CA fornito come accessorio è un'ottima opzione di alimentazione quando il Vet20 resta in un unico luogo. L'adattatore CA può essere utilizzato con qualsiasi monitor della pressione arteriosa SunTech Vet20 e include 4 configurazioni per spinotti al fine di soddisfare i requisiti di alimentazione a livello internazionale.

## Bracciali per uso veterinario SunTech



Materiali morbidi e angoli arrotondati forniscono una soluzione delicata per i bracciali. I bracciali PA di SunTech Medical sono codificati a colori per una selezione rapida della misura adatta; gli indicatori del range assicurano un posizionamento accurato del bracciale. Il dispositivo PA Vet20 ha in dotazione bracciali di misura 1-6. **I bracciali PA di SunTech possono essere utilizzati con altri monitor per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario. Richiedere informazioni sul kit per la conversione di bracciali veterinari di SunTech.**

  
**SunTech Medical®**  
The Difference in Clinical Grade®

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia di livello mondiale per la misurazione della pressione arteriosa, siamo sicuri di non perdere un colpo. E neanche voi ne perderete uno. È la nostra tradizione. È SunTech Medical. **È la differenza che fa il grado clinico.**



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel.: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
Inghilterra  
Tel.: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Vendite)  
+ 86.755.29588665 (Assistenza)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## Cod. art. SunTech Vet20

### Monitor del sistema Vet20

- 99-0135-06 Monitor Vet20, struttura rosa fenicottero
- 99-0135-07 Monitor Vet20, struttura blu pavone
- 99-0135-12 Monitor Vet20, struttura verde rana

### Bracciali PA per uso veterinario SunTech

98-0400-80	Bracciale 1	Confezione da 20	Range 3-6 cm
98-0400-81	Bracciale 2	Confezione da 20	Range 4-8 cm
98-0400-82	Bracciale 3	Confezione da 20	Range 6-11 cm
98-0400-83	Bracciale 4	Confezione da 20	Range 7-13 cm
98-0400-84	Bracciale 5	Confezione da 20	Range 8-15 cm
98-0400-F1	Bracciale 6	Confezione da 20	Range 12-19 cm
98-0400-F3	Bracciale 7	Confezione da 20	Range 17-25 cm
98-0240-00	Bracciali 1-6	Confezione da 6	
91-0028-72	Tubicino paziente, 1,2 metri		
91-0028-75	Tubicino paziente, 1,8 metri		
91-0028-76	Tubicino paziente, 3 metri		

### Accessori

- 39-0195-03 Struttura rosa fenicottero
- 39-0195-04 Struttura blu pavone
- 39-0195-02 Struttura verde rana
- 19-0018-00 Adattatore CA

### Programma di garanzia estesa

- 83-0021-00 Garanzia estesa per un anno
- 83-0021-01 Garanzia estesa per tre anni

### Termini e condizioni della garanzia estesa

La garanzia estesa può essere acquistata:

- Al momento dell'acquisto originale
- Prima del termine del periodo di garanzia iniziale